高通量测序质控及可视化工具包RSeQC

原创 2017-06-30 白衣卿相 生信杂谈

本期介绍一个高通量测序质控的工具包:RSeQC包,它提供了一系列有用的小工具能够评估高 通量测序尤其是RNA-seg数据.比如一些基本模块;检查序列质量,核酸组分偏性,PCR偏性,GC 含量偏性,还有RNA-seg特异性模块:评估测序饱和度,、映射读数分布,、覆盖均匀性,、链特异 性, 转录水平RNA完整性等。

安装:

RSeQC 是依赖于python的,直接使用 pip 进行安装:

```
pip install RSeQC
```

输入数据格式:

RSeQC接受4种文件格式:

BED 格式: Tab 分割, 12列 的表示基因模型的纯文本文件,例如:

```
486,104,122, 0,709,
chri
        29553
                31897
                         ENSTREERS 473358.1
                                                      29553
                                                               31097
                                                                                                0,1010,1422.
                         ENST00000469289.1
                                                               31109
chr1
        30266
                 31109
                                              0
                                                      38266
                                                                       0
                                                                           2
                                                                                        0.
        38365
                         ENST00000607096.1
                                              0
                                                      30365
                                                                       8
                                                                                138.
chr1
                 30503
                                                               30503
chri
        35244
                 36073
                         ENST08080461467.1
                                                      35244
                                                               36073
                                                                                237,353,
        34553
                 36881
                         ENST00000417324.1
                                                      34553
                                                                                621,205,361,
                                                                                                0,723,1167,
chr1
                                              0
                                                               36081
                                                                               840,
                                                                               840, 0,
19,107, 0,1781,
chr1
        52472
                 53312
                         ENST00000606857.1
                                              6
                                                      52472
                                                               53312
                         ENST08080594647.1
chr1
        53048
                 54936
                                              0
                                                      53048
                                                               54936
                                                                       0
                                                                               940,
chri
        62947
                63887
                         ENST08080492842.1
                                              0
                                                      62947
                                                               63887
                                                                                        θ.
                                                                                        0,
chr1
        69090
                70008
                         ENST00000335137.3
                                              8
                                                      69090
                                                               70008
                                                                               918,
        89550
                         ENST00000495576.1
                                                                                500,819,
                 91105
                                                      89550
                                                               91105
                                                                                            0,736,
                                                                                2335,150,105,158,
chr1
        89294
                 120932
                         ENST00000466430.1
                                              8
                                                      89294
                                                               120932 0
                                                                                                    0,2796,23405,31480,
                                                                                11,105,212,163, 0,20470,28491,36825,
chri
        92229
                 129217
                         ENST00000477748.1
                                              8
                                                      92229
                                                               129217
                                                                               405,105,119,
3812, 0,
                         ENST00000471248.1
                                                                                                0.1747.18102.
        110952
                129173
                                              0
                                                      110952
                                                               129173
                                                                       В
chr1
chr1
        131824
                 134836
                         ENST00000442987.3
                                              θ
                                                      131824
                                                               134836
                                                                                       θ,
                                                                                           8,4293, 全信杂谈
                         ENST00000453576.2
                                                                                143,193,
        129080
                                                      129686
                                                                               755,
                                                                               755,
902,1759,
0,
                                                                                        θ,
chr1
        135140
                135895
                         ENST00000494149.2
                                              8
                                                      135140
                                                               135895 0
chri
        134988
                 139379
                         ENSTRERBERG423372 3
                                              6
                                                      138529
                                                               139379
                                                                       0
      137681 137965 ENST00000595919.1 0 -
                                                     137681 137965 8 1 284,
chri
```

SAM 或 BAM 格式: 用来存储 reads 比对结果信息. SAM 是可读的纯文本文件.然而 BAM 是 SAM 的二进制文本,一个压缩的可索引的 reads 比对文件. 例如:

```
t-1.2.8.Lirux x86 64/tophat -o ICM 81 -r 128 -p %
                                                                    RECECTACYBACTGEOCTTETETECTECTETEXTE VPNSRS" [M/a/ /[DRaft av/a/ a/ aa/ a/
  EI-EASES6:2:102:1640:76140
                                  14236
                                                         14190
                                                                                                                             MHISS MHISS CC:2:chr35
                            chell
                                                                                                965612:63:1231:31690 99
                                  14435
                            chrl
                                                        14461 0
163
                            chrl
                                  14421
                                             364
                                                        14472 0
                                                                    ATTIGATTIGGTGTGCCATTTTCTCTGGAAGCCTCTTT
  1:91100
51-585656:2:52:609:237#8
                            chr1.
                                  14427
                                                        14486
                                                                    ATTEATTGGTGTGCCATTTTCTCTGGAAGCCTCTTT
                                                                                                 abbasobasib' bba' asbassos sess n' e.e. 199:1:2 19:1:4 CC:Zichrill
```

• 染色体大小文件: 只有两列的纯文本文件,这个之前在生物信息学文本处理大杂烩(一)里已经讲 过. hg19.chrom 24.sizes 是人基因组hg19版本的size文件,是使用UCSC 的 fetchChromSizes (从这里下载: http://hgdownload.soe.ucsc.edu/admin/exe/linux.x86 64/) 下载的.

1 chr1	249250621
2 chr2	243199373
3 chr3	198022430
4 chr4	191154276
5 chr5	180915260
6 chr6	171115067
7 chr7	159138663
8 chrX	155270560
9 chr8	146364022
10 chr9	14、公生民命巡

• Fasta文件.

使用方法:

最新版本的 RSeQC(2.6.4) 包含以下一些模块,每个模块都可以单独调用进行分析:

- bam2fq.py
- bam2wig.py
- bam_stat.py
- clipping_profile.py
- deletion profile.py
- divide bam.py
- FPKM count.py
- geneBody_coverage.py
- geneBody coverage2.py
- infer experiment.py
- inner distance.py
- insertion_profile.py
- junction annotation.py
- junction saturation.py
- mismatch_profile.py
- normalize bigwig.py
- overlay bigwig.py
- read distribution.py
- read duplication.py
- read GC.py
- read hexamer.py
- read NVC.py
- read quality.py
- RNA fragment size.py
- RPKM count.py
- RPKM saturation.py
- spilt bam.py
- split paired bam.py
- tin.py 生信杂谈

我们一个一个来看:

bam2fq.py:

将 BAM 或 SAM 格式的文件转为 fastg 格式.(这个感觉一般用不到)

bam2wig.py:

将BAM文件转为 wig / bigwig 格式的文件.(这个在作图尤其是信号图的时候很有用.)如果需要 转为 bigwig 格式,则需要UCSC的 wigToBigWig 工具,下载地址:

http://hgdownload.cse.ucsc.edu/admin/exe/linux.x86 64/wigToBigWig

bam stat.py:

对比对结果文件 BAM 或 SAM 文件进行统计.其实 Samtools 里也有类似工具.结果如下所示:

bam stat.py -i Pairend nonStrandSpecific 36mer Human hg19.bam

#Output (all numbers are read count)

Total records: 41465027 QC failed: 0 Optical/PCR duplicate: Non Primary Hits 8720455 Unmapped reads: mapq < mapq cut (non-unique): 3127757 mapq >= mapq cut (unique): 29616815 Read-1: 14841738 Read-2: 14775077 Reads map to '+': 14805391 Reads map to '-': 14811424 Non-splice reads: 25455360 Splice reads: 4161455 Reads mapped in proper pairs: 21856。4生信杂谈 Proper-paired reads map to different chrom:


统计结果包括:总比对记录,PCR重复数,Non Primary Hits 表示多匹配位点.不匹配的reads数,比 对到+链的reads,比对到-链的reads,有剪切位点的reads等.

clipping profile.py:

这个模块用于评估 RNA-seg 的 BAM 或 SAM 文件中的 有切除核苷酸的reads 情况.


clipped reads 有两种,一种是 soft-clipped ,即 reads 5'或3'不能比对到参考基因组;另一 种是 hard-clipped ,即 reads 5'或3'不能比对到参考基因组并且被剪切.

这个模块会生成「r」格式的作图脚本以及「pdf」格式的报告文件以及「xls」的数据文件. 例如双端测序 clipping profile 图如下:



deletion_profile.py:

也就是 reads deletion 位点的分布.



divide_bam.py:

随机分割 BAM 文件(m个比对结果)为n个文件,每个文件包含 m/n 个比对结果.

FPKM_count.py:


根据 read count 和 gene注释文件 (bed12格式)计算每个基因的 FPM (fragment per million)或 者 FPKM (fragment per million mapped reads per kilobase exon).

结果类似下面的:


#chrom	st	end	accession	mRNA_size	gene_strand	Frag count	FPM	FPKM
chr1	100652477	100715409	NM 001918	10815.0	tu.	5498.0	191.73788949	17.728884835
chr1	175913961	176176380	NM_022457	2789.0	121	923.0	32.188809021	11.541344217
chr1	150980972	151008189	NM_021222	2977.0	'+'	687.0	23.958517657	8.0478729115
chr1	6281252	6296044	NM 012405	4815.0	Q.	1396.0	48.6842656+ 5-	
chr1	20959947	20978004	NM 032409	2660.0	147	509.0	17.750925018	5.6782200821
chr1	32479294	32509482	NM 006559	2891.0	++1	2151.0	75.014223408	25.947500314

geneBody_coverage.py:


计算RNA-seq reads 在基因上的覆盖度.



结果如下:



如果是大于3个的样本,则还会生成热图:



geneBody_coverage2.py:

功能和上面的 geneBody coverage.py 一样,但输入的是 bigwig 格式文件

infer_experiment.py:

- 1. 这个模块用来"猜"RNA-seq的相关配置信息,针对链特异性测序,通过 reads的链型 与 转录本的 链型 来评估 reads 是哪一条链的.
- 2. 「reads的链型」是通过比对结果得到的. 转录本的链型 是铜鼓注释文件得到的.
- 3. 对于非链特异性测序, reads的链型 与 转录本的链型 是没有关系的.
- 4. 对于**链特异性测序**, reads的链型 与 转录本的链型 是有很大关系的.通过下面的3个例子说明.
- 5. 在测序前你并不需要知道RNA-seg是不是链特异性的,就当他们是非链特异性的,这个模块可 以"猜"到"reads"是哪条链的.

对于双端 RNA-seq ,有两种方法来确定reads在哪条链(如illumina ScriptSeq protocol):

(1). 1++,1-,2+-,2-+ :

说明: 1 和 2 表示 read1 和 read2 ,第一个 +/- 表示read map 到哪条链,第二个 +/- 表示这个 read 所match的基因在哪条链.

那这个 [1++,1-,2+-,2-+] 就表示 reads 所match的链和其所在gene的"+/-"是一样的,也就是reads 的链型与其基因的链型一样,是不独立的.

(2). 1+-.1-+.2++.2-:

这个就表示 reads 所match的链和其所在gene的"+/-"是不一样的,也就是reads的链型与其基因的 链型是不独立的.

对于单端测序:

- (1). ++,-: 表示 read链型 与其所match的 gene链型 一致.
- (2). +-,-+: 表示 read链型 与其所match的 gene链型 不一致.

举三个例子说明:

例一:

infer_experiment.py -r hg19.refseq.bed12 -i Pairend_nonStrandSpecific_36mer_Human_hg19.bam #Output::

```
This is PairEnd Data
Fraction of reads failed to determine: 0.0172
                                                                         (金) 生信杂谈
Fraction of reads explained by "1++,1--,2+-,2-+": 0.4903
Fraction of reads explained by "1+-,1-+,2++,2--": 0.4925
```

解释: 总 reads 数的 1.72% 被映射到基因组区域,我们无法确定这样的 gene的链型 (比如这个 区域两条链都转录)。对于剩余的 98.28% (1 - 0.0172 = 0.9828) 的reads, 一半是"1 ++, 1-, 2 + - , 2- +" reads 与 gene 链型一致的,而另一半是"1 +1 - +2++, 2-"不一致的。 我们得 出结论, 这不是一个链特异性的测序, 因为 reads链型 不依赖干 gene链型,

例二:

infer experiment.py -r hg19.refseq.bed12 -i Pairend StrandSpecific 51mer Human hg19.bam #Output::

```
This is PairEnd Data
Fraction of reads failed to determine: 0.0072
                                                                    生信杂谈
Fraction of reads explained by "1++,1--,2+-,2-+": 0.9441
Fraction of reads explained by "1+-,1-+,2++,2--": 0.0487
```

解释: [0.72%] 是不能确定链型的. [94.41%] 的 [reads] 与 [gene] 链型一致的.仅有 [4.87%] 是不一致的. 我们得出结论,**这是一个链特异性的测序**,因为 reads链型 依赖于 gene链型 .

例三.这是个单端测序的例子:


infer_experiment.py -r hg19.refseq.bed12 -i SingleEnd_StrandSpecific_36mer_Human hg19.bam #Output::

```
This is SingleEnd Data
Fraction of reads failed to determine: 0.0170
                                                                                                  (金) 生信杂谈
Fraction of reads explained by "++,--": 0.9669 Fraction of reads explained by "+-,-+": 0.0161
```

解释: reads链型 依赖于 gene链型,这个是链特异性测序.

inner distance.py:

针对双端测序,计算 read pairs 的 内部距离 或者 插入距离 ,关于 插入距离 是什么,看下图:



插入距离 D size 计算公式:


D_size = read2_start - read1_end

但是不同条件下计算方法是不一样的:

- paried reads 比对到同一个外显子: 插入距离 = D_size
- paried reads 比对到不同外显子: 插入距离 = D_size intron_size
- paried reads 比对到非外显子区域(如内含子或者基因外区域): 插入距离 = D_size
- 如果两个 fragments 重叠则 插入距离 可能为负.

结果举例:

Mean=60;SD=52




insertion_profile.py:


计算reads上被插入核苷酸的分布.

结果举例:

Insertion profile



Insertion profile



junction_annotation.py:


输入一个 BAM 或 SAM 文件和一个 bed12 格式的参考基因文件,这个模块将根据参考基因模型 计算剪切融合(splice junctions)事件.

- splice read: 一个RNA read,能够被剪切一次或多次,所以100个 spliced reads 能够产生 >=100个剪切事件.
- splice junction:多个跨越同一个内含子的剪切事件能够合并为一个 splicing junction.

junction 有三种:


- 1. 已经被注释的. 5 '剪切位点 和 3 '剪切位点 已经被注释.
- 2. 全新的.
- 3. 部分是新的.

结果示例:



junction saturation.py:

在剪切位点分析时首先检查当前的测序深度是否是足够深的,对于一个已经注释的物种,在某个 组织中基因的数量是一定的,所以剪切位点数量也是一定的.可以从参考基因模型(bed12 格式的文 件)可以提前看出 splice junctions 的数量. 一个饱和的RNA-seq能够发现所有已经被注释的 splice junctioons,否则下游剪切位点分析将会出现问题因为将有较少的 splice juncitons 将 发现不了.这个模块从这个测序结果(SAM 或 BAM 文件)中进行重抽样,从5%,10%,15%,....到95%的 饱和度来检查每个阶段的 splice junctions 并与参考基因组进行比较.




解释: 在这个例子中,每个饱和度下的测序深度的 known junctions 基本都是一致的(红线).因为大部分的剪切位点我们基本都发现了.即便加深测序深度也不会发现跟多的 known junctions ,仅会加深junciton的覆盖度(如junction被更多的reads覆盖.).然而当前测序深度(100%的reads)对于发现新的juncitons是不够的(绿线)

mismatch_profile.py:

计算reads的不匹配位点的分布.

Mismatch profile



上图可以看出5'和3'的不匹配位点最多,这是由于测序本身所决定的.

normalize_bigwig.py:

可视化RNA-seq数据结果是最直接并且高效的质控方式.但在可视化之前我们要保证所有样本的数据是可比较的,这就需要进行归一化.信号值文件'wig'或 bigwig 文件主要由两个因素决定:(1)总 reads数,(2)read长度.因此,如果两个样本的read长度不一样但仅对"总reads数"归一化是有问题的.这里我们将每个 bigwig 文件归一化到相同的 wigsum 值. wigsum 是对基因组信号值的汇总,例如: wigsum =100,000,000等价于1百万个100nt的reads或2百万个50nt的reads的覆盖度. 结果生成 wig 格式的文件.

overlay_bigwig.py

这个模块让我们操作两个 bigwig 文件.可以采取的操作有: 信号值相加,取均值,相除,每个信号值+1,求最大值,求最小值,相乘,相减,求几何平均数.

read_distribution.py:


这个模块根据提供的 BAM/SAM 文件和 bed12格式的 gene模型文件就按比对上去的 reads 在基因组上的分布情况,比如在 CDS exon , 5'UTR exon , intro , 基因间区域 的 reads 分布.

结果示例:

Group	Total_bases	Tag_count	Tags/Kb
CDS_Exons	33302033	20002271	600.63
5'UTR_Exons	21717577	4408991	203.01
3'UTR_Exons	15347845	3643326	237.38
Introns	1132597354	6325392	5.58
TSS_up_1kb	17957047	215331	11.99
TSS_up_5kb	81621382	392296	4.81
TSS_up_10kb	149730983	769231	5.14
TES_down_1kb	18298543	266161	14.55
TES_down_5kb	78900674	729997	9.25
TES_down_10kb	140361190	896882	2.3生信杂则


read_duplication.py:

两种用于计算重复率的策略:(1) 基于序列的,完全相同序列的reads被视为重复的reads. (2) 正好map到同一个基因组位置的reads被视为重复reads. 对于 splice reads ,map到同一位置并且以相同方式剪切的视为是重复reads.



read_GC.py:

计算reads的GC含量分布.




read_hexamer.py:

计算6mer的频率.


read_NVC.py:


这个模块有用来检查核苷酸的碱基组成偏好性.由于随机引物的影响, reads 5'端 开始会有某些模式过表达.这种偏好性能够被 NVC (Nucleotide versus cycle)画出.**理想状态下**, **A%=C%=G%=T%=25%**.



read_quality.py:

可视化 reads 每个位置的测序质量.





RNA_fragment_size.py:

在map后计算每个gene上的 fragment 的大小,包括:每个gene上所有的 fragment 的均值,中位数,方差.

结果示例:

chrom	tx_start	tx_end symbol	frag_count	frag_mean	frag_median	frag_std
chr10	101542354	101611949	ABCC2 87	210.103448276 186.657997399	177.0	.7416729912次
chr10	124768428	124817806	ACADSB 769	186.657997399	160.0 87-	9513992717
chr10	114133915	114188138	ACSL5 122	183.475409836	157.5 85.	1940132118

RPKM_count.py:


这个模块在最新版里已经被废弃.如果想使用可以翻看以前的版本.

RPKM_saturation.py


任何样本统计(RPKM)的精度受样本大小(测序深度)的影响;**重抽样**或**切片**是使用部分数据来评估样本统计量的精度的方法. 这个模块从总的 RNA reads 中重抽样并计算每次的 RPKM 值. **通过这样我们就能检测当前测序深度是不是够的(如果测序深度不够RPKM的值将不稳定,如果测序深度足够则RPKM值将稳定)**.默认情况下,这个模块将计算20个 RPKM 值(分别是对个转录本使用5%,10%,...,95%的总 reads).

在结果图中,Y轴表示 ["Percent_Relative Error"] 或 ["Percent Error"].用来表示当前样本量下的 [RPKM] 与实际表达量的偏差.计算公式如下:

Percent Relative Error =
$$\frac{|RPKM_{obs} - RPKM_{real}|}{RPKM_{real}} \times 100$$



说明:Q1,Q2,Q3,Q4是按照转录本表达量4分位分开的.Q1表示的是表达量低于25%的转录本,以此类推.**可以看出:**随着样本量升高, RPKM 与实际值的偏差也在降低.而且转录本表达量越高这种趋势越明显(Q4最明显).



可以看出,样本量50%之后线条已经趋于平缓,也就是说对于转录本定量来说,当前测序深度是足够的.

spilt_bam.py:

根据提供的 bed12 注释文件和 BAM 文件拆分为以下三个文件:

- 1. XXX.in.bam: 包含map到外显子趋于的reads.
- 2. XXX.ex.bam:包含map不到外显子趋于的reads.
- 3. XXX.junk.bam:质控失败或者没有map上去的reads.

split_paired_bam.py:

将一个双端测序的 BAM 文件拆分为两个单端测序的 BAM 文件.

tin.py:

这个模块用来在转录本级别计算RNA完整性TIN (transcript integrity number)值.

geneid	chrom	tx_start	tx_end IIN	
ABCC2	chr10	101542354	101611949	67.6446525761
IPMK	chr10	59951277	60027694	86 383 <u>518439</u> 43 8967503948
RUFY2	chr10	70100863	70167051	43.8967503948

每个模块的详细参数请点击左下角"阅读原文"查看官方文档.

更多原创精彩视频敬请关注生信杂谈:



阅读原文